

# Asterisk

## REVISIONE ASTERISK CYTOCELL (dal 2013 al 2016)

Per assicurare sempre la protezione, Asterisk CytoCell deve "lavorare" al 100% del suo potenziale: l'usura dello snodo determina un progressivo calo della sicurezza, fino ad arrivare al punto in cui, usare un tutore diventa inutile. Diffidate di chi assicura che lo snodo è eterno: se è eterno non può essere "completo" e quindi non può avere le caratteristiche che determinano la protezione dell'articolazione. Il sistema di snodo, cuore delle "Asterisk" è in costante evoluzione, è leggero e lavora su due assi (brevetto internazionale, quindi non può essere copiato), ha solo bisogno di alcune cure e di essere sostituito quando si usura e, con una piccola spesa le vostre protezioni torneranno come nuove. Proprio per assicurarci che tutte le ginocchiere funzionino al meglio, abbiamo predisposto un programma di revisione dello snodo e dei piccoli particolari che si usurano con più facilità ad un prezzo al pubblico molto conveniente.

### SCEGLI LA REVISIONE

PARTI CHE VENGONO SOSTITuite	
<b>REVISIONE STANDARD</b> Sistema di snodo Supporto Cuscinetti Cuscinetti Tappi Snodo e Viti Fissaggio Prot. Rotulea Laterale	<b>ALTRI INTERVENTI</b> Preventivo su richiesta
<b>Totale € 169.90 *</b>	<b>Preventivo su Richiesta</b>

### Scelta dell'intervento (barrare)

- **REVISIONE STANDARD:** € 169.90 \*
- **ALTRI INTERVENTI:** Preventivo su richiesta (per i prezzi di tutti i ricambi visita [asteriskitaly.com](http://asteriskitaly.com))

Al ricevimento delle ginocchiere, il nostro personale vi contatterà per una conferma del costo della revisione e per eventuali consigli e segnalazioni poichè, durante la revisione vengono effettuati gratuitamente i controlli generali a tutti i componenti. I costi indicati comprendono i ricambi e la spedizione sul territorio italiano. La manodopera è gratuita per tutti i prodotti distribuiti attraverso la rete ufficiale Asterisk Italy, è invece a pagamento per i prodotti di provenienza estera.

### \* CODICE IDENTIFICATIVO DEL PRODOTTO:

Ogni ginocchiera distribuita attraverso la rete ufficiale di Asterisk Italy, dispone di un codice prodotto, posizionato all'interno del braccetto che avvolge la coscia, dietro al termoformato. E' uno sticker rotondo colorato che riporta il codice: sposta l'imbottitura interna per vederlo. Sarà necessario fornire questo codice tutte le volte che si contatterà il Centro Assistenza per un intervento. Il codice garantisce la manodopera gratuita in caso di manutenzione e/o revisione. L'assenza del codice prodotto comporterà l'addebito della manodopera pari a € 20 (revisione).



I tempi di lavorazione sono di 24 ore dall'arrivo del pacco, che deve pervenire in porto franco (importo prepagato dal mittente - pacchi in contrassegno o in porto assegnato saranno rifiutati).


Prima di effettuare la spedizione, richiedete il **codice di intervento**.

Le ginocchiere vanno inviate accuratamente pulite per evitare il sovrapprezzo di pulizia di € 10.00, prive di eventuali protezioni non originali applicate. Si invita a rimuovere eventuali protezioni applicate (nastro americano, colla, fascette ecc) per verificare problemi alle strutture PRIMA DI RICHIEDERE IL CODICE DI INTERVENTO.

Altre indicazioni di massima sul lavoro da eseguire:5

- Desidero richiedere altro materiale ad esempio sottocalze, o parti di ricambio aggiuntive. Ricordatemelo durante la vostra telefonata.

# CODICE DI INTERVENTO<sup>1</sup>



Dati mittente (indirizzo per la rispedizione del pacco). Inserite un indirizzo in cui il corriere possa consegnare il pacco facilmente: la giacenza del pacco determina costi aggiuntivi.

Nome e Cognome<sup>2</sup>

---

C/O<sup>3</sup>

---

Via / Piazza

---

Città

( ) CAP

Recapito telefonico fisso:

mobile:

E-mail (per tracciatura della rispedizione):

@

Orari reperibilità per preventivo<sup>4</sup>:

---

## Scelta del tipo di pagamento (barrare)

- CONTRASSEGNO ALLA CONSEGNA:** si paga alla consegna del pacco esclusivamente in contanti
- BONIFICO ANTICIPATO:** da effettuarsi prima della rispedizione (si perde un giorno)
- CARTA DI CREDITO:** l'addebito sarà effettuato al termine della revisione prima della rispedizione.  
Tipo Carta (barrare)
  - Visa
  - Master Card

Numero Carta \_\_\_\_\_ scadenza \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Nome e Cognome Titolare

---

Firma

---

## Indirizzo per la spedizione del pacco

Centro Assistenza Asterisk  
Via A. Diaz, 24  
33018 Tarvisio UD  
Tel 0428 40720

Il presente modulo va inserito all'interno del pacco, il codice di intervento va scritto in modo molto evidente all'esterno del pacco. Il mittente sarà contattato immediatamente all'arrivo del pacco, per la comunicazione del preventivo.

Data \_\_\_\_\_

MOD.ASK:2017-CYTOCELL

### Note:

- 1: **OBBLIGATORIO**, il codice di intervento viene rilasciato dall'ufficio assistenza tecnica Asterisk Italia.
- 2: Se la spedizione è effettuata da un punto vendita Asterisk, apporre solo il timbro.
- 3: indicare se la rispedizione deve essere effettuata presso una ditta o un ufficio. Il corriere che consegna il pacco deve potervi reperire con facilità.
- 4: Indicare un orario compreso tra le 8:30 e le 18:30 in alternativa contattate lo 0428 40720 durante l'orario d'ufficio.
- 5: Per facilitare il lavoro dei tecnici evidenziate con del nastro colorato le parti su cui intervenire in caso di rottura.

Privacy: si comunica che Motec Racing utilizzerà i dati forniti solo ed esclusivamente per la rispedizione delle ginocchiere. In ogni momento il Cliente potrà richiedere l'esistenza dei dati e richiederne la cancellazione.

**Distributore esclusivo per l'Italia**

**Motec Racing** Via Bambergia, 31 • 33018 Tarvisio (UD)  
Tel 0428 40720 • Fax 0428 644049 • [www.motecracing.it](http://www.motecracing.it) • [info@motecracing.it](mailto:info@motecracing.it)

